

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-material-do-odbudowy-pentron-build-it-strzykawka-8-6g-a3-4ml-p-3736.html>



OUTLET Materiał do odbudowy Pentron Build-It Strzykawka 8,6g A3 / 4ml

Cena	63,00 zł
Cena poprzednia	99,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	N32FA
Producent	Pentron

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty stomatologiczne oferowane w tym dziale mogą posiadać uszkodzone opakowania które nie wpływają na jakość produktu, krótką datę ważności lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Build-It FR jest materiałem do odbudowy zębu koronowo-korzeniowego wykonanym na bazie żywic kompozytowych, wzmocnionym włóknem szklanym.

Posiada wszystkie cechy jakimi powinien charakteryzować się materiał do odbudowy zrębu:

- Opracowuje się jak zębina.
- Zawiera drobno pocięte włókna szklane, które zwiększają wytrzymałość kompozytu.
- Jest podwójnie utwardzalny.
- Posiada parametry fizyczne podobne do zębiny.
- Zawiera fluor.

Build-It FR dostępny jest w 25ml cartridge'ach do pistoletu oraz w samomieszących strzykawkach 8,6g w kolorach: A2, A3, niebieskim, złotym i opakerowym białym.

Jest widoczny na zdjęciu rentgenowskim, co pozwala określić dokładność odbudowy. Build-It FR może być stosowany pod wszystkie pełnoceramiczne i pełnokompozytowe odbudowy, w połączeniu z wkładami FibreKor Post lub FibreKleer 4X

Wskazówki użycia:

Przy stosowaniu strzykawki: Za każdym razem przy stosowaniu samomieszących strzykawk Build-It FR podstawowe znaczenie ma upewnienie się, czy baza i katalizator wypływają równomiernie ze strzykawki. Jest to szczególnie ważne przy pierwszym użyciu strzykawki, ponieważ proces osiadania w czasie transportu może zmienić poziom materiału w jednej części strzykawki w stosunku do drugiej i nie nastąpi zmieszanie bazy i katalizatora w równych proporcjach, co spowoduje, że materiał nie zwiąże chemicznie.

Otwierając nową strzykawkę proszę postępować zgodnie z następującą procedurą:

Przed nałożeniem końcówki mieszającej obejrzeć poziom materiału do odbudowy w przylegających ujściach. Jeśli poziom w obu ujściach nie jest taki sam, wyciśnij nadmiar materiału ze strzykawki, dopóki substancje z obu stron nie wypływają równo. Można teraz założyć na strzykawkę końcówkę mieszającą. Nie cofać tłoczka w celu powstrzymania wypływu materiału przez ujście końcówki mieszającej ponieważ może to spowodować wciągnięcie zmieszanego materiału do jednej z komór strzykawki i spowodować jej zatkanie. Zamiast tego zdjąć, a następnie założyć ponownie końcówkę mieszającą na strzykawkę. Zlikwiduje to nadciśnienie wewnątrz końcówki mieszającej i zapobiegnie wypływowi nadmiaru materiału.

WAŻNA UWAGA: Jeśli stosujesz tymczasowy materiał na bazie żywicy (na przykład materiał do tymczasowych koron i mostów TempSpan), na materiał na odbudowę Build-It FR na odbudowę należy nałożyć warstwę izolującą - aby zapobiec przywieraniu materiału tymczasowego.

ODBUDOWA ZRĘBU KORONOWEGO:

Odizolować ząb koferdamem lub w inny sposób.

Nałożyć 37% żel wytrawiający na powierzchnie obnażonej zębiny i szkliwa. Pozostawić go na zębie przez 20 sekund. Spłukać ząb dużą ilością wody, dokładnie usuwając wytrawiacz. Osuszyć ligniną lub strumieniem powietrza przez 2 sekundy, aby usunąć nadmiar wilgoci. Nie przesuszać, pozostawić powierzchnię wilgotną. W ciągu 10 sekund nałożyć 2 kolejne warstwy Bond-1 na zębinę i szkliwo. Delikatnie wysuszyć strumieniem powietrza w celu usunięcia rozpuszczalnika. Nie przesuszać; powierzchnia powinna mieć połysk żywicy. Utwardzać światłem przez 10 sekund.

Jeśli stosuje się pasek formówki: umieścić pasek formówki wokół opracowywanego zęba. Umieścić końcówkę doustną mieszadełka bezpośrednio na przygotowanej powierzchni i wycisnąć materiał Build-It F.R. Odczekać 4 minuty, aż zwiąże. Jeśli stosuje się formówki Build-It Core Forms umieścić zakończenie mieszadełka bezpośrednio w formówce i wycisnąć materiał Build-It FR. Nałożyć napełnioną formówkę na opracowywany ząb i przytrzymać przez około 4 minuty, aż materiał Build-It FR zwiąże.

Opracować i wykończyć odbudowaną koronę zęba w zwykły sposób, stosując wiertła diamentowe lub węglkowe i wziąć wycisk pod koronę protetyczną albo odbudować ząb do pełnego konturu konwencjonalnym kompozytem.

Jeśli po zdjęciu kształtki nie opracowywaliśmy powierzchni wykonanej z Build-It FR, oraz nie zanieczyściliśmy jej - możemy przystąpić do dalszej odbudowy kompozytowej.

Jeśli powierzchnia została zanieczyszczona należy wytrawić ją, wypłukać i pokryć warstwą środka wiążącego Bond-1

CEMENTOWANIE WKŁADÓW:

Wprowadzić 37% żel wytrawiający do przygotowanego wnętrza kanału oraz na powierzchnię nośną korzenia. Pozostawić go na 20 sekund. Dokładnie usunąć kwas przepłukując strumieniem wody i lekko wysuszyć powietrzem. Za pomocą papierowych sączków usunąć nadmiar wilgoci. z wnętrza kanału. Nie przesuszać, pozostawić powierzchnię wilgotną. Za pomocą pędzelka lub cienkiego "mikrobrasha" nałożyć Bond-1 do opracowywanego kanału i na powierzchnię nośną korzenia . Usunąć nadmiar sączkami papierowymi. Nie pozostawiać nadmiarów bondu w kanale. Cementując wkład metalowy - nałożyć pędzelkiem na jego powierzchnię 2 warstwy Bond-1. Wysuszyć strumieniem powietrza. Utwardzać światłem, każdą powierzchnię przez 10 sekund. Nie dotykać wkładu ręką. (W przypadku cementowania wkładu FibreKor proszę odnieść się do instrukcji użycia wkładu FibreKor w zakresie procedury cementowania). Wprowadzić materiał Build-It FR do wnętrza kanału. Wkład dodatkowo pokryć cienką warstwą Build-ItFR. Wprowadzić wkład do kanału, pozwalając na wypłynięcie nadmiaru Build-It FR Usunąć nadmiar materiału Build-It FR. Odczekać ok. 4 minuty na związanie chemiczne materiału. Jeśli cementujemy wkład z włókna szklanego: Przed przycięciem wkładu odczekać 4 minuty, aby materiał Build-It FR dobrze związał. Można też utwardzać światłem od strony zgryzu przez 40 sekund, a następnie przyciąć wkład. W każdym przypadku, materiał Build-It FR wymaga 4 minut aby związać w kanale. Wykonać odbudowę zrębu koronowego według opisu powyżej.

Strzykawka: 1x 4 ml **w odcieniu : A3**, 5 końcówek mieszających.

OUTLET: KÓTKA DATA WAŻNOŚCI: 26.02.2026R.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A3