

Link do produktu: <https://higienadent.com/denco-d-files-pilniki-maszynowe-do-powtornego-leczenia-kanalowego-reendo-6szt-p-3532.html>



Denco D-Files pilniki maszynowe do powtórznego leczenia kanałowego reendo 6szt.

Cena	169,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	8%000795
Producent	Denco

Opis produktu

Denco D-Files pilniki maszynowe do reendo. Do zastosowania w przypadku konieczności ponownego leczenia kanału korzeniowego po niepowodzeniu leczenia.

Mają one na celu usunięcie cwiaków gutaperkowych i usunięcie wypełnienia kanału korzeniowego. Wykonane ze specjalnego stopu NiTi o dobrej wytrzymałości i elastyczności.

Narzędzia Denco D-Files to zaawansowane narzędzia endodontyczne, które oferują doskonałą precyzję i efektywność w leczeniu kanałowym. Dzięki specjalistycznej konstrukcji, narzędzia te zapewniają optymalną elastyczność, umożliwiając bezpieczne opracowanie kanałów o różnej szerokości, nawet w trudnych przypadkach. Denco D-Files charakteryzują się wyjątkową odpornością na złamanie, co sprawia, że są niezawodnym wyborem w każdej procedurze endodontycznej. Ich unikalny design ułatwia skuteczne usuwanie resztek tkanek i zapewnia płynność pracy, oferując profesjonalistom narzędzie, które łączy precyzję z trwałością.

Szczegóły produktu:

- NiTi
- System maszynowy
- Zalecana prędkość wynosi 150-300 obr./min, moment obrotowy 2,5 N.cm
- Opakowanie listek 6 szt. w wybranym rozmiarze (D1 16mm, D2 18mm, D3 22mm, asortyment D1-D3)
- Pilniki D-Files są wielokrotnego użytku
- Pilniki D-Files można sterylizować w autoklawie w temp. 134°C
- Zastosowanie metodą Crown-Down.

Pracuj po kolei pilnikami zaczynając od instrumentu D1. Metoda Crown-Down to nowoczesna technika opracowywania kanałów korzeniowych, która skupia się na stopniowym poszerzaniu przestrzeni od korony zęba ku wierzchołkowi korzenia. W tej metodzie najpierw opracowuje się szerokie części kanału, a następnie stopniowo przechodzi do węższych, głębszych odcinków. Taki sposób postępowania pozwala na lepsze usunięcie zanieczyszczeń, resztek tkanek oraz łatwiejsze utrzymanie kontroli nad narzędziami. Dzięki Crown-Down, lekarz może uniknąć nadmiernego poszerzenia wierzchołka kanału i minimalizować ryzyko uszkodzeń korzenia. To efektywna technika, która zapewnia precyzyjne i bezpieczne leczenie endodontyczne, ułatwiając pracę i zwiększając skuteczność terapii.



Skuteczne usunięcie pierwotnego materiału wypełniającego z kanału korzeniowego przy jednoczesnym zapobieganiu przedostawania się materiału, martwiczej tkanki wypełniającej zęba, bakterii i płynu płuczącego do tkanki okołowierzchołkowej jest kluczem do powodzenia ponownego leczenia.

Tabela rozmiarów:

Length(mm)	Size	Taper(%)	Tip(mm)	Packing
16	D1	9	0.30	6pcs/box Single or Assorted
18	D2	8	0.25	
22	D3	7	0.20	

Opakowanie: Denco pilniki D-Files listek 6 szt. w wybranym rozmiarze (D1 16mm, D2 18mm, D3 22mm, asortyment D1-D3)



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: D1 , D1-D3 , D2 , D3