

Link do produktu: <https://higienadent.com/myjka-ultrasoniczna-do-czyszczenia-protez-1szt-p-3407.html>



Myjka ultrasoniczna do czyszczenia protez 1szt.

Cena	54,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Myjka ultrasoniczna do czyszczenia protez. Polecana do zastosowania z preparatem do czyszczenia protez zębowych aby uzyskać najlepsze efekty.

Usuwa kamień nazębny, resztki jedzenia, bakterie. Reakcja chemiczna i wibracje szybko i bezpiecznie czyszczą protezę. Myjka czyści protezy z akrylu, częściowe, nakładki na bruksizm oraz retainery.

Zastosowanie:

Przygotowany wcześniej preparat wlewamy do urządzenia. Delikatnie umieszczamy protezę (inny wyrób protetyczny) a następnie zamykamy pokrywę i włączamy myjkę. Myjka wyłączy się automatycznie po upływie 7 minut. Nie należy pozostawiać protezy w roztworze dłużej niż 15 minut. Po użyciu należy wyjąć protezę a pojemnik dokładnie opłukać pod bieżącą wodą.

Zasilanie: 2x baterie AA

Wymiary: 7,5 x 9 x 4 cm

Opakowanie: 1szt.