

Link do produktu: <https://higienadent.com/kompozyt-zawierajacy-wypeelniacz-microglass-kulzer-charisma-classic-4g-p-531.html>



Kompozyt zawierający wypełniacz Microglass - KULZER Charisma Classic / 4g

Cena	89,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66056101
Producent	Kulzer

Opis produktu

KULZER Charisma Classic jest pierwszym kompozytem zawierającym wypełniacz Microglass drugiej generacji. Opracowaliśmy tę nową, zaawansowaną technologię w ścisłej współpracy z dentystami na całym świecie, aby sprostać wymaganiom naszych klientów pod kątem łatwości opracowywania kompozytu oraz naturalnego blasku. Nakładanie warstw w jednym kolorze nigdy nie było takie łatwe!

Microglass II powoduje, że widoczny rezultat jest zawsze rezultatem końcowym! Ze względu na optymalne dopasowanie współczynników załamania światła naszego systemu macierzy i wypełniacza nowa technologia pozwala na uzyskanie wewnętrznego blasku koloru oraz do 56% łatwiejsze dopasowanie kolorów. Dla dentysty oznacza to:

- łatwe stosowanie techniki jednokolorowej oraz bardziej naturalne wypełnienia,
- wygodny wybór i dopasowanie kolorów,
- łatwiejsze maskowanie przebarwień.

Łatwe opracowywanie

Dzięki swojej kremowej konsystencji Charisma Classic umożliwia łatwe i szybkie modelowanie. Dodatkowo materiał ten wykazuje wyjątkowe właściwości pod kątem wykończenia i polerowania, które ułatwiają uzyskanie wysokiego połysku powierzchni. Prosta gama kolorów pozwala na wygodny dobór i dopasowanie kolorów. Przy tym jakość i niezawodność zostały połączone z łatwością opracowywania.

Naturalne wypełnienia dzięki nowoczesnej technologii

Wykorzystujemy naszą wiedzę naukową oraz długoletnie doświadczenie, by ulepszyć wyrób, który jest dostępny na rynku dentystycznym od ponad 20 lat i został zastosowany przez dentystów na całym świecie w milionach wypełnień. Rezultatem jest Charisma Classic, pierwszy kompozyt zawierający technologię wypełniacza Microglass drugiej generacji. Opracowaliśmy tę nową, zaawansowaną technologię w ścisłej współpracy z dentystami na całym świecie – nakładanie warstw w jednym kolorze nigdy nie było takie proste.

Co to jest efekt Microglass II

Konwencjonalne kompozyty zawierają najczęściej wysoce zdyspergowaną krzemionkę (SiO₂) w celu zapobieżenia sedymentacji wypełniaczy. Prowadzi to zwykle do bardzo dużych różnic współczynników załamania światła oraz mlecznego wyglądu wypełnienia. Dlatego dobre dopasowanie kolorów i naturalny wygląd są znacznie trudniejsze do osiągnięcia przy zastosowaniu takich kompozytów.

Charisma Classic zawiera ok. 61% obj. wypełniacza w formie szkła na bazie fluorku baru i glinu. Nowa technologia wypełniacza Microglass II nie wymaga zastosowania pirogenicznego krzemionki i dlatego pozwala uzyskać wewnętrzny blask i lepiej dopasować kolory (nawet o 56%). Wszystkie współczynniki załamania światła w systemie macierzy i wypełniacza zostały optymalnie dobrane. Pigment zapewnia zwiększony połysk koloru. Dzięki temu otrzymujesz to, co widzisz!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5 , A4 , B1 , B2 , B3 , C2 , OA2 , OA3 , OA3.5