

Link do produktu: <https://higienadent.com/outlet-mascia-brunelli-cutanplast-gabka-hemostatyczna-24-szt-p-268.html>



OUTLET Mascia Brunelli Cutanplast gąbka hemostatyczna 24 szt.

Cena	35,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	05610101
Producent	Mascia Brunelli

Opis produktu

OUTLET to doskonała okazja do zakupów w bardzo atrakcyjnych cenach. Produkty oferowane w tym dziale mogą posiadać np. uszkodzone opakowania, które nie wpływają na jakość produktu lub po prostu wyprzedajemy ostatnie sztuki z naszego magazynu. Każdy z nich dokładnie opisujemy i przedstawiamy wady na zdjęciach.

Cutanplast to sterylizowana promieniami gamma jednorazowego użytku gąbka żelatynowa o działaniu hemostatycznym. Jest środkiem do stosowania miejscowego, można używać go w postaci suchej bądź uprzednio zwilżonej w sterylnym roztworze soli fizjologicznej lub antybiotyku.

Cutanplast znajduje swoje zastosowanie w stomatologii podczas ekstrakcji zęba bądź w trakcie niewielkich zabiegów chirurgicznych, którym towarzyszy krwawienie. Gąbka przylegając do krwawiącego miejsca wchłania średnio 50-ciokrotność swojej masy. Dzięki porowatości wychwytywane są płytki krwi, a wówczas rozpoczyna się proces krzepnięcia. Cutanplast można zostawić w ranie, jest on całkowicie wchłaniany po upływie ok. 3 tygodni.

Cutanplast można przycinać do odpowiednich rozmiarów za pomocą sterylnych nożyczek. Przed użyciem należy niezwłocznie sprawdzić szczelność opakowania. Nie stosować u pacjentów uczulonych na żelatynę wieprzową oraz na zainfekowane rany. Przechowywać w suchym miejscu.

Rozmiar:10x10x10mm

Opakowanie: 24szt.