

Link do produktu: <https://higienadent.com/polieterowa-masa-wyciskowa-3m-espe-impregum-penta-uzup-300ml-60ml-p-708.html>



Polieterowa masa wyciskowa 3M ESPE Impregum Penta / uzup. 300ml + 60ml

Cena	581,90 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	31793
Producent	3M ESPE

Opis produktu

3M ESPE Impregum Penta polimerowa masa wyciskowa do automatycznego mieszania w urządzeniu Pentamix przeznaczona do techniki jednowarstwowej.

Zalety:

- Cechy typowe dla mas polimerowych
- zmniejszona twardość ostateczna ułatwiająca usuwanie wycisku z jamy ustnej i uwalnianie modelu oraz ograniczająca potrzebę blokowania podciwni przy wyciskach pełnych łuków zębowych
- Doskonałe zapływanie dzięki zwiększonej hydrofilności początkowej
- miętowy smak

Wskazania:

- wyciski pod wkłady, nakłady, korony i mosty
- wyciski czynnościowe
- wyciski ustalające
- wyciski do nadbudowy implantów

Opakowanie: 1 pasta bazowa o pojemności 300 ml, 1 pasta katalizatora o pojemności 60 ml.