

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:18

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-attest-test-biologiczny-do-autoklawu-1szt-p-2011.html>



3M ESPE Attest - test biologiczny do autoklawu 1szt.

Cena	9,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1261/1262/1262P
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Attest - test biologiczny do autoklawu, wskaźnik biologiczny do pary wodnej.

Właściwości:

- łatwy w użyciu
- odczyt wyniku na podstawie wizualnej zmiany koloru po 48 godzinach

Zastosowanie:

- dla sterylizatorów parowych wspomaganych grawitacyjnie 250°F/121°C lub próżniowo 270°F/132°C

Opakowanie: 1szt.