

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-cavit-28g-material-do-wypelnien-tymczasowych-p-1734.html>



## 3M ESPE Cavit 28g - materiał do wypełnień tymczasowych

Cena	<b>75,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>44030</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

#### **3M ESPE Cavit materiał do wypełnień tymczasowych.**

Właściwości:

- łatwy w aplikacji,
- zapewnia szczelność do 6 tygodni,
- nieprzepuszczalny dla leków,
- wiążący chemicznie pod wpływem wilgoci,
- utwardza bez pustych przestrzeni w wilgotnym środowisku,
- niewielka ekspansja materiału wypełniającego zapewnia dobrze uszczelniony margines.

Preparat występuje w trzech wariantach, różniących się twardością końcową w stanie związania.

Cavit - tymczasowe wypełnianie ubytków

Cavit W - tymczasowe zabezpieczenie ubytków w trakcie leczenia endodontycznego

Cavit G - tymczasowe zabezpieczenie zębów opracowanych pod wkłady

Opakowanie: 28g