

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-cavit-g-28g-material-do-wypelnien-tymczasowych-p-1733.html>



3M ESPE Cavit G 28g - materiał do wypełnień tymczasowych

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	44313
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Cavit G materiał do wypełnień tymczasowych.

Właściwości:

- łatwy w aplikacji,
- wiążący chemicznie pod wpływem wilgoci,
- utwardza bez pustych przestrzeni w wilgotnym środowisku,
- niewielka ekspansja materiału wypełniającego zapewnia dobrze uszczelniony margines,
- możliwość usunięcia w całości bez użycia wiertła.

Preparat występuje w trzech wariantach, różniących się twardością końcową w stanie związania.

Cavit - tymczasowe wypełnianie ubytków

Cavit W - tymczasowe zabezpieczenie ubytków w trakcie leczenia endodontycznego

Cavit G - tymczasowe zabezpieczenie zębów opracowanych pod wkłady

Opakowanie: 28g