

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-cavit-w-28g-material-do-wypelnien-tymczasowych-p-1950.html>



3M ESPE Cavit W 28g - materiał do wypełnień tymczasowych.

Cena	75,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	44130
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Cavit W materiał do wypełnień tymczasowych.

Właściwości:

- łatwy w aplikacji,
- zapewnia szczelność do 6 tygodni,
- nieprzepuszczalny dla leków,
- wiążący chemicznie pod wpływem wilgoci,
- utwardza bez pustych przestrzeni w wilgotnym środowisku,
- niewielka ekspansja materiału wypełniającego zapewnia dobrze uszczelniony margines.

Preparat występuje w trzech wariantach, różniących się twardością końcową w stanie związania.

Cavit - tymczasowe wypełnianie ubytków

Cavit W - tymczasowe zabezpieczenie ubytków w trakcie leczenia endodontycznego

Cavit G - tymczasowe zabezpieczenie zębów opracowanych pod wkłady

Opakowanie: 28g