

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-wyciskowa-typu-putty-do-recznego-mieszania-3m-espe-express-std-putty-2x305ml-p-1735.html>



Masa wyciskowa typu "putty" do ręcznego mieszania 3M ESPE Express STD Putty 2x305ml

Cena	226,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	7312
Producent	3M ESPE

Opis produktu

3M ESPE Express STD masa wyciskowa typu "putty" do ręcznego mieszania.

Właściwości:

- przeznaczona do stosowania jako I warstwa przy precyzyjnych wyciskach dwuwarstwowych,
- wyjątkowo dobrze zrównoważone właściwości w porównaniu do wiodących mas poliwinylsiloksanowych,
- masa pozwala na osiągnięcie idealnej dokładności wycisków już od pierwszego razu i idealne odwzorowanie szczegółów,
- krótki czas wiązania, co w połączeniu z łatwością przycinania ułatwia zastosowanie jej w technice dwuczasowej,
- Express STD jest szczególnie przydatny w gabinetach, w których liczba pobieranych wycisków jest stosunkowo niewielka,
- wysoka wytrzymałość, odporność na zniekształcenia,
- bezproblemowe usunięcie wycisku z jamy ustnej pacjenta, bez uszkodzeń,
- wysoka twardość produktu.

Zalety:

- długa, wyjątkowo pozytywna historia kliniczna,
- przydatna w technice jedno- i dwuczasowej,
- łatwość mieszania ręcznego,
- łatwość formowania na łyżce
- duży, charakterystyczny dla mas „putty” opór w trakcie umieszczania łyżki w jamie ustnej,
- doskonałe odprężenie elastyczne,
- wysoka twardość w skali Shore-A, ułatwiająca przycinanie wycisku.

Zestaw zawiera: 1x baza 305ml, 1x katalizator 305ml.