

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-relyx-fiber-post-wklady-10szt-p-605.html>



3M ESPE RelyX Fiber Post wkłady 10szt.

Cena	506,50 zł
Cena poprzednia	550,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	56872
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Wkłady RelyX Fiber Post z włókien szklanych.

Przestrzenna makrostruktura 3D części koronowej - większa retencja mechaniczna do materiałów typu core build-up. Mikroporowatość powierzchni - dla silnego połączenia z częścią korzeniową bez konieczności wstępnego przygotowywania. Doskonała widoczność na zdjęciach RTG - dla lepszej kontroli pozycji wkładu. Elastyczność zbliżona do naturalnej zębiny - dla zmniejszenia ryzyka uszkodzenia korzenia. Kolorystyka wkładów zbliżona do naturalnych zębów - dla wyższej estetyki.

Rozmiary:

- 0 białe - śr. 1,0mm
- 1 żółte - śr. 1,3mm
- 2 czerwone - śr. 1,6mm
- 3 niebieskie - śr. 1,9mm

Opakowanie: 10 sztuk wkładów w wybranym rozmiarze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0 - śr. 1,1mm , 1 - śr. 1,3mm , 2 - śr. 1,6mm , 3 - śr. 1,9mm