

Link do produktu: <https://higienadent.com/uniwersalny-cement-stomatologiczny-3m-espe-relyx-universal-3-4g-p-1935.html>



Uniwersalny cement stomatologiczny 3M ESPE RelyX Universal 3,4g

Cena	720,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	3M ESPE

Opis produktu

Uniwersalny cement 3M RelyX Universal działa jako samodzielny, samoadhezyjny cement stomatologiczny lub cement adhezyjny w połączeniu z systemem łączącym 3M Scotchbond Universal Plus. Te dwa produkty w połączeniu eliminują problemy i niejasności związane ze stosowaniem cementów wieloskładnikowych, podkładów i systemów łączących, upraszczając proces odbudowy zęba zarówno metodą pośrednią i bezpośrednią.

Nowy cement 3M RelyX Universal to standardowa ilość ok. 15 aplikacji* z 3,4 g materiału. Nowo zaprojektowana strzykawka z unikalnym systemem samouszczelniania oraz mikrokółcówki mieszające redukują ilość strat materiału nawet do 80%***.

* średnio

** w porównaniu do obecnie używanych strzykawek Automix

*** w porównaniu do obecnie dostępnych na rynku systemów Automix

Właściwości:

- uniwersalny podwójnie utwardzalny cement na bazie żywicy do praktycznie wszystkich wskazań adhezyjnych i samoadhezyjnych
- strzykawka cementu 3,4g, wystarcza średnio na ok. 15 aplikacji
- końcówki mieszające Micro Mixing Tips minimalizują ilość strat materiału
- szybkie i łatwe usuwanie nadmiarów cementu
- strzykawka jest bardziej higieniczna, łatwiejsza do czyszczenia w porównaniu do obecnie stosowanych strzykawek typu automix
- znakomita siła wiązania samoadhezyjnego zarówno w przypadku samoutwardzania, jak i utwardzania światłem
- jeszcze większa siła wiązania do wszystkich podłoży dzięki 3M™ Scotchbond™ Universal Plus
- wysoka estetyka dzięki stabilnym kolorystycznie, fluorescencyjnym odcieniom
- cienka, długa końcówka wydłużająca ułatwiająca aplikację w kanale
- praktyczny brak nadwrażliwości pozabiegowej

Zastosowanie:

- licówki, licówki okluzyjne
- inlays/onlays
- korony
- mosty
- wkłady koronowo-korzeniowe
- mosty typu Maryland
- łączniki implantologiczne
- wskazania do zastosowania z materiałami z ceramiki szklanej, cyrkonu, kompozytowymi oraz metali



Specjalna konstrukcja dla mniejszej ilości odpadów.

Do 80% mniej strat cementu* dzięki unikatowemu systemowi mikro końówek mieszających RelyX Universal Micro Mixing Tip. Ergonomiczny kształt strzykawki 3,4 g zapewnia standardową liczbę aplikacji, przy 50% mniejszym zużyciu tworzyw sztucznych*.

* w porównaniu z obecnie dostępnymi standardowymi systemami strzykawek typu Automix



Higieniczny dzięki samouszczelnianiu.

Końcówka mieszająca RelyX Universal Micro Mixing Tip jest usuwana zaraz po użyciu – umożliwiając higieniczne przechowywanie strzykawki bez użycia końcówki mieszającej. Strzykawka jest szczelnie zamknięta dzięki unikalnemu mechanizmowi zaworowemu.



Precyzyjne nakładanie.

Cienka, dłuższa i giętka końcówka przedłużająca, ułatwia aplikację cementu do kanału.

Opakowanie zawiera: 1x strzykawka 3,4g w wybranym kolorze, 15 mikrokońcówek mieszających, 5 końcówek przedłużających

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A30 , TR , WO