

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-sof-lex-krazki-2380-zestaw-240szt-p-1777.html>



3M ESPE Sof-Lex krążki 2380 zestaw 240szt.

Cena	380,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Sof-Lex zestaw cienkich krążków do opracowywania i polerowania wypełnień nr 2380.

Właściwości:

- możliwość przekładania krążka na trzymadełku ułatwia opracowanie różnych powierzchni wypełnienia
- szybka i łatwa wymiana krążków: wystarczy zatrzaskać krążek na trzymadełku bez potrzeby precyzyjnego mocowania
- kolory od ciemnych (krążki zgrubne) do jasnych (krążki superdrobnoziarniste) ułatwiają zachowanie prawidłowej kolejności postępowania
- optymalna powierzchnia pracująca: trzymadełko wystaje ponad powierzchnię krążka w niewielkim stopniu. Krążek posiada niewielki otwór na trzymadełko
- krążki do opracowania i polerowania Sof-Lex™ dostarczają wyjątkowe, długotrwałe efekty przy oszczędności czasu.

Zestaw 240 szt. krążków:

- 120 krążków o średnicy 12.7 mm (cienkich zgrubnych, średnich, gładkich i bardzo gładkich),
- 120 krążków o średnicy 9.5 mm (cienkich zgrubnych, średnich, gładkich i bardzo gładkich).

Opakowanie: 240szt., trzymadełko