

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-tasma-wskaznikowa-do-sterylizacji-para-wodna-12mm-55m-1szt-p-3377.html>



3M ESPE taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną 12mm 55m 1szt.

Cena	16,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną o wysokiej przylepności. Rozciągliwa, nie kurczy się podczas sterylizacji. Natychmiastowa identyfikacja elementów poddanych sterylizacji, możliwość opisu na taśmie.

3M ESPE taśma wskaźnikowa to profesjonalne rozwiązanie do oznaczania pakietów sterylizacyjnych oraz wizualnej kontroli przebiegu procesu sterylizacji parą wodną. Taśma wskaźnikowa zmienia kolor podczas cyklu sterylizacji, dzięki czemu użytkownik może w prosty i szybki sposób upewnić się, że pakiet został poddany działaniu pary wodnej. Produkt jest w pełni zgodny z wymaganiami norm i standardów w zakresie kontroli procesów dekontaminacji w gabinetach stomatologicznych, szpitalach, placówkach medycznych oraz wszędzie tam gdzie konieczna jest pewna kontrola procesu sterylizacji. Taśma została wykonana z materiału odpornego na wysoką temperaturę i wilgoć jaka panuje w komorze autoklawu a mocny klej pozwala na pewne przyleganie do pakietów. Po procesie sterylizacji klej można łatwo usunąć bez uszkodzenia opakowania.

Rozmiar: 1,2 cm x 55 m

Opakowanie: Solventum 3M ESPE taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną, 1szt.

Opakowanie: 1szt.