

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-tasma-wskaznikowa-do-sterylizacji-para-wodna-18mm-3m-1szt-p-3378.html>



3M ESPE taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną 18mm 3m 1szt.

Cena	22,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE taśma wskaźnikowa do sterylizacji parą wodną o wysokiej przylepności. Rozciągliwa, nie kurczy się podczas sterylizacji.

Natychmiastowa identyfikacja elementów poddanych sterylizacji, możliwość opisu na taśmie.

Rozmiar: 1,8 cm x 55 m.

Opakowanie: 1szt.