

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-espe-vitremer-glasjonomerowy-material-do-odbudowy-zestaw-30g-16ml-3303l-p-2430.html>



## 3M ESPE Vitremer glasjonomerowy materiał do odbudowy zestaw 30g + 16ml 3303L

Cena	<b>1 260,00 zł</b>
Cena poprzednia	<del>1 320,00 zł</del>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>MAT003205</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**3M Vitremer to glasjonomerowy materiał do odbudowy rdzenia zęba i wypełnień z opatentowaną technologią potrójnego utwardzania.**

Właściwości:

- Opatentowana technologia potrójnego utwardzania: utwardzanie światłem, utwardzanie chemiczne i addycyjna szkło-jonomerowa reakcja wiązania
- Wysoka estetyka dzięki siedmiu standardowym i dwóm specjalnym odcieniom
- Niska ścieralność
- Wysokie uwalnianie fluoru

Zastosowanie:

- Wypełnianie ubytków klasy I i II
- Wypełnianie ubytków klasy III i V
- Leczenie osób starszych pacjenci o niskim wskaźniku higienicznym
- Leczenie niepróchnicowych zmian zębowych
- Wypełnianie ubytków próchnicowych
- Wypełnianie zębów mlecznych
- Budowa podstawy techniką kanapkową
- Zamykanie ubytków perforacji

Zestaw zawiera: proszek (6x5g), płyn (2x8ml), primer (6,5ml), preparat nabłyszczający (6,5ml), akcesoria.