

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-express-xt-putty-quick-masa-wyciskowa-typu-putty-500-ml-p-2735.html>



3M Express XT Putty Quick - masa wyciskowa typu "putty" - 500 ml

Cena	229,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Masa wyciskowa typu "putty" do ręcznego mieszania, szybkowiążąca, przeznaczona do stosowania jako I warstwa przy precyzyjnych wyciskach dwuwarstwowych.

Właściwości:

- masa wyciskowa typu "putty" do ręcznego mieszania, przeznaczona do stosowania jako I warstwa przy precyzyjnych wyciskach dwuwarstwowych,
- wyjątkowo dobrze zrównoważone właściwości w porównaniu do wiodących mas poliwinylsiloksanowych,
- wysoka dokładność wycisków i bardzo dobre dopasowanie ostatecznych uzupełnień.

Opakowanie:

- 2 pojemniki z masą typu "putty" (łącznie 500 ml),
- 2 łyżki.