

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-impregum-garant-l-duosoft-polieterowa-masa-wyciskowa-4x50ml-p-2749.html>



3M Impregum Garant L DuoSoft - polieterowa masa wyciskowa - 4x50ml

Cena	439,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Impregum Penta - polieterowa masa wyciskowa ciesząca się uznaniem od wielu lat i wciąż nagradzana przez wiele niezależnych instytucji ratingowych - praktycznie stała się synonimem precyzyjnych wycisków na najwyższym poziomie. Ze swoimi unikalnymi właściwościami masy wyciskowe Impregum pomagają dentystom uzyskać doskonałe rezultaty kliniczne.

Właściwości:

- najlepsze w klasie odtworzenie detali dzięki doskonałej hydrofilowości,
- niezawodnie doskonałe wyciski od pierwszego razu,
- łatwe uwalnianie z łyżki wyciskowej,
- innowacja w aplikacji mas drugiej warstwy dzięki strzykawce wewnętrznej Impregum.

Wewnętrzna strzykawka daje wszystko, czego potrzeba do wykonania dokładnych wycisków bez szkaz:

- doskonała łatwość użycia – łatwa do napełnienia, łatwa do wyciśnięcia, ergonomicznie zaprojektowana
- precyzyjna aplikacja prowadzi do doskonałej dokładności ostatecznych uzupełnień,
- bardzo higieniczna obsługa i procedura: bez konieczności sprzątania, bez dezynfekcji,
- unikalne właściwości w porównaniu do innych mas wyciskowych.

Wskazania:

- wyciski pod korony i mosty,
- wyciski pod wkłady i nakłady,
- wyciski czynnościowe,
- wyciski w leczeniu implantologicznym,
- najlepsze w klasie odwzorowanie detali dzięki niewiarygodnej hydrofilowości.

Niewiarygodna hydrofilowość Impregum powoduje przemieszczanie wilgoci już od pierwszego kontaktu z tkankami, gwarantując bezkompromisową szczelność i integralność brzeżną. Od czasu wymieszania do czasu związania wilgoć w jamie ustnej nie wpływa na uzyskanie dokładnego wycisku bez szkaz. Wynikiem tego jest wspaniałe odwzorowanie detali w wilgotnym środowisku – właśnie dlatego większość dentystów preferuje Impregum od mas silikonowych.

Polieterowe masy wyciskowe Impregum Penta Soft zostały zaprojektowane specjalnie do techniki jednofazowej, ale dostępne są także dodatkowe materiały do techniki dwufazowej (heavy body/light body).

Opakowanie:

- 4x50ml,
- końcówki.