

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-impregum-penta-soft-zestaw-wprowadzajacy-masa-wyciskowa-do-automatycznego-mieszania-p-2750.html>



## 3M Impregum Penta Soft zestaw wprowadzający - masa wyciskowa do automatycznego mieszania

Cena	<b>950,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**Impregum Penta to polieterowa masa wyciskowa do automatycznego mieszania w urządzeniu Pentamix, przeznaczona do techniki jednowarstwowej.**

#### Właściwości:

- najlepsze w klasie odtworzenie detali dzięki doskonałej hydrofilowości,
- początkowa hydrofilowość, przewyższająca wszystkie masy poliwinylsiloksanowe, zapewnia uzyskiwanie wycisków bez pęcherzyków powietrza w obecności wilgoci,
- właściwości „snap-set” miękkiej masy polieterowej wybaczą błędy i prowadzą do uzyskania precyzyjnie dopasowanych uzupełnień bez zniekształceń,
- ułatwia uzyskanie dokładnego wycisku już przy pierwszej próbie - redukując potrzebę dokonywania kosztownych poprawek, powtórek i kolejnych prób,
- masa polieterowa wykazująca mniejszą sztywność, dzięki czemu łatwiej ją wyjąć. Doskonała do łyżek obejmujących dwa łuki.

Polieterowa masa do pobierania wycisków 3M Impregum utrzymuje doskonałą płynność przez cały czas pracy. Zapewnia wystarczający czas pracy i niższe ryzyko wystąpienia błędów, dzięki czemu można uzyskać wyciski pozbawione zniekształceń i charakteryzujące się wyjątkowym odwzorowaniem szczegółów.

Materiał dopasowuje się do każdego marginesu w przypadkach wielopunktowych, a jego sztywność utrzymuje transfery na miejscu, zapewniając dokładne umieszczenie implantów. Precyzyjne wyciski pobierane przy użyciu 3M Impregum zmniejszają potrzebę korekt, przeróbek i powtórek, pomagając uzyskać wyjątkowe rezultaty przy jednoczesnej oszczędności czasu i pieniędzy.

#### Proponowane zastosowania:

- złożone przypadki,
- wyciski pod Implanty i duże odbudowy,
- wyciski pod korony i mosty,
- wyciski funkcyjne,
- wyciski pod mocowania,
- wyciski pod protezy całkowite lub częściowe,
- wyciski pod inlay i onlay.

#### Opakowanie:

- 1 opakowanie bazy (300 ml),
- 1 opakowanie katalizatora (60 ml),
- 1 nabój Impregum Penta Soft,
- 10 końcówek mieszających Penta czerwonych,

- 
- 1 strzykawka do elastomerowych mas wyciskowych Penta,
  - 1 buteleczka kleju do mas polieterowych (17 ml).