

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-impregum-soft-masa-wyciskowa-nowej-generacji-o-sredniej-gestosci-p-2751.html>



## 3M Impregum Soft - masa wyciskowa nowej generacji o średniej gęstości

Cena	<b>314,99 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>3M Espe (Solventum)</b>

### Opis produktu

**Impregum Soft to masa wyciskowa nowej generacji o średniej gęstości, w wersji do ręcznego mieszania.**

#### Właściwości:

- hydrofilowe przed, w trakcie i po związaniu zapewniają nieporównywalną dokładność nawet w obecności wilgoci,
- tiksotropowa: pod ciśnieniem łatwo zapływa w kluczowe obszary, a bez nacisku pozostaje na miejscu,
- "snap-set" zmniejszają ryzyko odkształceń podczas procesu wiązania i wyjmowania z jamy ustnej, co zapewnia precyzyjne dopasowanie uzupełnień ostatecznych,
- cechy masy polieterowej zapewniają wyciski o najwyższym stopniu precyzji.

#### Opakowanie:

- 2x120ml bazy,
- 2x15ml katalizatora,
- klucz do tubek
- bloczek do mieszania