

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-monophase-300ml-60ml-p-786.html>



## 3M Monophase / 300ml + 60ml

Cena **275,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Czas wysyłki **24 godziny**

Producent **3M ESPE**

### Opis produktu

3M ESPE Monophase - jest polieteryową masą wyciskową o średniej konsystencji do wycisków precyzyjnych wykonywanych techniką jednowarstwową. Podobnie jak Impregum Penta występuje w dwóch wersjach: zwykłej oraz "Soft", która zapewnia lepsze uwalnianie wycisku z ust pacjenta oraz miętowy smak. 3M ESPE Monophase jest masą polieteryową i posiada wszystkie właściwości politeru, czyli:

- prawdziwą hydrofilność, zapewniającą wysoką precyzję odwzorowania i zapływalność
- mniejsze naprężenia dzięki unikalnym właściwościom "snap-set"
- odpowiednią sztywność, czyniącą ją perfekcyjną do wycisków transferowych

To co odróżnia masę 3M ESPE Monophase od Impregum jest kolor masy - morski oraz cena. Nowy produkt zapewni nam większą elastyczność w dopasowaniu ceny do wymagań naszego lokalnego rynku.

Opakowanie zawiera:

- 1 pasta bazowa 300ml
- 1 pasta katalizatora 60 ml