

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-solventum-filtek-bulk-fill-one-4g-siatloutwardzalny-material-kompozytowy-p-3643.html>



3M Solventum Filtek Bulk Fill One 4g światłoutwardzalny materiał kompozytowy

Cena	224,50 zł
Cena poprzednia	260,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT002906
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Filtek Bulk Fill One to światłoutwardzalny materiał kompozytowy typu **BULK**, stworzony z myślą o szybkim i efektywnym wypełnianiu ubytków w zębach bocznych. Umożliwia aplikację warstwą do 5 mm grubości, bez potrzeby dodatkowego materiału pokrywającego. Zapewnia doskonałą adaptację, wysoką wytrzymałość i naturalny efekt estetyczny, minimalizując czas pracy w gabinecie stomatologicznym.

Zastosowanie:

- Wypełnienia klasy I i II w zębach bocznych
- Technika jednoetapowa bulk-fill
- Wypełnienia tymczasowe i stałe w zębach trzonowych

Najważniejsze cechy:

- Aplikacja warstwy do 5 mm – oszczędność czasu
- Dobre dopasowanie do ścian ubytku
- Doskonała przezierność – skuteczne utwardzanie
- Wysoka odporność mechaniczna i niski skurcz polimeryzacyjny
- Jednolity odcień uniwersalny – dopasowanie do większości zębów
- Łatwa aplikacja dzięki wygodnemu opakowaniu (strzykawka 4g)

Opakowanie : Solventum Filtek Bulk Fill One strzykawka 4g w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A2 , A3