

Link do produktu: <https://higienadent.com/3m-solventum-filtek-one-bulk-fill-restorative-kapsulki-0-2g-x-20szt-p-3644.html>



3M Solventum Filtek One Bulk Fill Restorative kapsułki 0,2g x 20szt.

Cena	220,50 zł
Cena poprzednia	260,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	001104
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

Filtek Bulk Fill ONE to światłoutwardzalny materiał kompozytowy typu **BULK**, stworzony z myślą o szybkim i efektywnym wypełnianiu ubytków w zębach bocznych. Umożliwia aplikację warstwą do 5 mm grubości, bez potrzeby dodatkowego materiału pokrywającego. Zapewnia doskonałą adaptację, wysoką wytrzymałość i naturalny efekt estetyczny, minimalizując czas pracy w gabinecie stomatologicznym.

Zastosowanie:

- Wypełnienia klasy I i II w zębach bocznych
- Technika jednoetapowa bulk-fill
- Wypełnienia tymczasowe i stałe w zębach trzonowych

Najważniejsze cechy:

- Aplikacja warstwy do 5 mm – oszczędność czasu
- Dobre dopasowanie do ścian ubytku
- Doskonała przezierność – skuteczne utwardzanie
- Wysoka odporność mechaniczna i niski skurcz polimeryzacyjny
- Jednolity odcień uniwersalny – dopasowanie do większości zębów

Opakowanie : Solventum Filtek Bulk ONE Fill Restorative kapsułki 0.2g x 20 szt. w wybranym kolorze.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A3