

Link do produktu: <https://higienadent.com/a-silikon-masa-sieciowana-addycyjnie-kulzer-variotime-medium-flow-2-x-50-ml-p-1161.html>



## A-silikon, masa sieciowana addycyjnie KULZER Variotime Medium Flow / 2 x 50 ml

Cena	<b>96,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>#66045036</b>
Producent	<b>Kulzer</b>

### Opis produktu

Produkty **Kulzer Variotime** to materiały wielu zastosowań, jeden system dla wszystkich technik wyciskowych, idealne łączenie do wszystkich technik wycisków. Variotime posiada szeroki zakres zastosowań a praca z materiałem jest wyjątkowo łatwa i intuicyjna (odlanie wycisku można wykonać już po 30 minutach, odcisk jest trwale stabilny na przechowywanie).

#### **KULZER Variotime Medium Flow to A-silikon, masa sieciowana addycyjnie.**

##### Właściwości:

- możliwość sterowania czasem pracy z produktem oraz rozpoczęcia procesu wiązania – daje to możliwość stosowania masy zarówno do pojedynczych koron, jak i bardzo złożonych uzupełnień protetycznych
- bardzo dobre efekty wizualne
- bardzo dobre właściwości hydrofilowe
- łatwa i intuicyjna praca z materiałem
- elastyczny, odporny na rozdarcia materiał

Wyciski można miedziować i posrebrzać galwanicznie w zwykłych kąpielach.

##### Kulzer Variotime Medium Flow dane techniczne:

- gęstość: średnia,
- kolor bazy: jasnozielony,
- kolor katalizatora: jasnoszary,
- czas mieszania: auto,
- czas pracy poza jamą ustną: 2.30 min.,
- czas pracy w jamie ustnej: 1 min.,
- min. czas pozostawienia w jamie ustnej: 2.30 min.

##### Zestaw Variotime Medium Flow zawiera:

- 2 x 50ml
- 10 żółtych końcówek mieszających.