

Link do produktu: <https://higienadent.com/a-silikonowa-hydrofilowa-masa-wyciskowa-3m-espe-imprint-4-penta-heavy-2x360ml-p-1992.html>



A-silikonowa, hydrofilowa masa wyciskowa 3M ESPE Imprint 4 Penta Heavy / 2x360ml

Cena	700,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	MAT003070
Producent	3M Espe (Solventum)

Opis produktu

3M ESPE Imprint 4 Penta Heavy A-silikonowa, hydrofilowa masa wyciskowa. Przeznaczona do techniki jednoczasowej-jednowarstwowej lub jednoczasowej-dwuwarstwowej.

Właściwości:

- precyzyjne wyciski przy krótkim czasie wiązania
- wysokie właściwości hydrofilowe, dzięki czemu zapływa w trudno dostępne miejsca nawet w wilgotnym środowisku
- materiał przeznaczony do automatycznego mieszania i dozowania w systemie Pentamix™ (Pentamix™ 2 i 3)
- przyjemny miętowy smak.

Wskazania:

- wyciski pod korony i mosty
- wyciski pod wkłady inlay/onlay
- wyciski pod implanty

Opakowanie zawiera: 2 × 300 ml baza, 2 × 60 ml katalizator.