

Link do produktu: <https://higienadent.com/access-crown-76g-centrix-material-kompozytowy-bis-akrylowy-do-tymczasowych-koron-i-mostow-p-2710.html>



Access Crown 76g Centrix - materiał kompozytowy bis-akrylowy do tymczasowych koron i mostów

Cena **439,99 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **A**

Producent **Centrix**

Opis produktu

Access Crown - materiał kompozytowy bis-akrylowy do tymczasowych koron i mostów.

- pamięć elastyczna pozwala na usunięcie materiału z miejsc pod przewieszzeniami lub z powierzchni równoległych i powrót do ich pierwotnej formy
- temperatura podczas polimeryzacji (36-37°C)
- wydajny materiał kompozytowy do tymczasowych koron i mostów
- dostępny w różnych kolorach
- najkrótszy czas wiązania (60sek)
- po związaniu się jest elastyczny i może być ściągnięty z miejsca aplikacji
- bardzo mały skurcz polimeryzacyjny 0,18%
- 40% mniej straty materiału z uwagi na najmniejszą końcówkę samomieszającą
- wysoka odporność na ściskanie

Opakowanie:

- 1 nabój 76g
- 10 końcówek mieszających

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: A1 , A2 , A3 , A3,5