

Link do produktu: <https://higienadent.com/adhesor-carbofine-cement-cynkowo-polikarboksylowy-p-25.html>



## Adhesor Carbofine - cement cynkowo-polikarboksylowy

Cena	<b>37,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>

### Opis produktu

**Adhesor Carbofine** to cement cynkowo-polikarboksylowy w postaci proszku i płynu.

Zalety: widoczny na zdjęciach RTG; nie wpływa negatywnie na miążgę; charakteryzuje się naturalną adhezją do twardych tkanek zęba; nie wywiera wpływu na proces wiązania materiałów kompozytowych.

Wskazania: materiał podkładowy pod wypełnienia amalgamatowe i kompozytowe; osadzanie niewielkich mostów i koron; wypełnienia tymczasowe.

Dostępne opakowanie: proszek 80g, płyn 40g.