
Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:34

Link do produktu: <https://higienadent.com/ainsworth-dziurkacz-do-koferdamu-1szt-p-3345.html>

Ainsworth dziurkacz do koferdamu 1szt.



Cena	129,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Ainsworth dziurkacz do koferdamu do wycinania gładkich otworów bez postrzępionych brzegów.

Wykonany ze stali szlachetnej, produkt można sterylizować. Długość: 16cm

Opakowanie: 1szt.