

Link do produktu: <https://higienadent.com/alginat-do-wyciskow-lascod-kromopan-450g-p-175.html>



Alginat do wycisków Lascod Kromopan / 450g

Cena	28,30 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	103-2525010100400
Producent	Lascod

Opis produktu

Kromopan to alginat do wycisków elastycznych z chromatycznym wskaźnikiem pracy (zmiana koloru od fioletowego - mieszanie, poprzez różowy - nakładanie na łyżkę, aż do białego - włożenie do jamy ustnej). Kromopan nie zawiera ołowiu ani żadnych metali ciężkich. Szybkie wiązanie odpowiada specyfikacjom ISO 1563.

Sposób użycia:

- Proszek należy energicznie wymieszać z wodą. Przy wykonywanej czynności opierać się na chromatycznym wskaźniku fazy.
- Model może być odlany z doskonałymi rezultatami nawet do 100 godzin, jeśli wycisk jest przechowywany w zamkniętej torebce.
- Czas wiązania w ustach - 1 minuta.

Nie należy trzymać wycisku na powietrzu ani w wodzie. Posiada znak CE.

Opakowanie zawiera: 450g proszku