

Link do produktu: <https://higienadent.com/alginat-do-wyciskow-ortodontycznych-lascod-alginor-450g-p-1911.html>



## Alginat do wycisków ortodontycznych Lascod Alginor / 450g

Cena	<b>17,00 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Numer katalogowy	<b>KAT00212</b>
Producent	<b>Lascod</b>

### Opis produktu

**Lascod Alginor alginat do wycisków ortodontycznych ze wskaźnikiem fazy chromatycznej** : fioletowy -> różowy -> zielony. Jego wysoka elastyczność i odporność na rozerwanie pozwala na doskonałe wykonanie wycisków w obecności widocznych podcięć i już założonych zamków.

Cechy produktu:

- Wysoka elastyczność
- Alginian klasy A typu 1
- Łatwy do mieszania
- Tiksotropowy
- Bardzo szybki czas wiązania w jamie ustnej 30"
- Wysoka dokładność: 20 µm
- Dodatkowa stabilność wymiarowa (powyżej 168 godzin)
- Kompatybilny z alginianowym środkiem do dezynfekcji wycisków
- Aromat miętowy

Właściwości: alginian chromatyczny do wycisków ortodontycznych o wysokiej elastyczności i odporności na rozdarcie do dokładnych wycisków z ciężkimi podcieniami i zamkami. Może być używany do sklejanie wycisków dla:

- modeli wstępnych
- modeli badawczych
- ortodontycznych modeli wzorcowych

Opakowanie: 450g