

Link do produktu: <https://higienadent.com/alminax-wosk-aluminiowy-do-rejestracji-zgryzu-250g-p-2836.html>



Alminax Wosk aluminiowy do rejestracji zgryzu 250g

Cena	82,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Inny

Opis produktu

Alminax to aluminiowy wosk modelowy przeznaczony do precyzyjnej rejestracji zgryzu w stomatologii. Jego unikalna formuła, będąca mieszanką wosków roślinnych, mineralnych oraz proszku aluminiowego, zapewnia łatwość zmiękczenia, trwałość i stabilność w temperaturze pokojowej.

Właściwości:

- grubość 2,7mm i konsystencja Alminaxu zostały specjalnie dobrane, aby zapewnić jak najdokładniejszy pomiar zgryzu.
- stabilność termiczna: Dzięki zawartości proszku aluminiowego, wosk utrzymuje wysoką temperaturę przez dłuższy czas, co pozwala na zachowanie stabilności kształtu podczas pracy.
- łatwość zmiękczenia: Wosk można łatwo uplastyczyć, zanurzając go w ciepłej wodzie o temperaturze około 50°C lub używając płomienia palnika.

Alminax jest ceniony przez stomatologów za swoją zdolność do precyzyjnej rejestracji zgryzu oraz łatwość użycia, co czyni go niezastąpionym narzędziem w praktyce protetycznej.

Specyfikacja produktu:

Wymiary arkuszy: 142 mm x 73 mm x 2,7 mm.
Opakowanie: 250 g zawiera 10 arkuszy wosku.