

Link do produktu: <https://higienadent.com/ams-wezyk-do-fizjodispensera-nsk-6446-1szt-p-2454.html>



AMS Wężek do fizjodispensera NSK 6446 1szt.

Cena	23,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	AMS Medical Devices

Opis produktu

Przewody do fizjodispensera (zestaw do irygacji) stosuje się w celu chłodzenia solą fizjologiczną pola operacyjnego podczas zabiegu implantologicznego.

AMS Medical Devices jałowy wężek do fizjodispensera **NSK**, z wejściem pojedynczym, bez rozgałęźnika. Produkt kompatybilny z:

NSK: SURGIC XT, SURGIC XT PLUS, OSSOCISION , VARIOSURG, VARIOSURG 3, SURGIC PRO

SEASHIN : TRAUS SIP 10, X-CUBE, TRAUS SUS 10, X CUBE

ASEPTICO: AEU-7000E-70V, AEU-7000L-70V, AEU-6000-70V, AEU-17Bv2, AEU 260 S, AEU 707Av2

BONART: PIZEO SURGYCAL SYSTEM

DE GIORGI: ULTRASURGERY, INTRASURGERY 2

DENTIUM: ICT MOTOR

KYOCERA: IMPLANTOR NEO

Nr ref. 6446.

Zawartość opakowania: 1szt.