

Link do produktu: <https://higienadent.com/angelus-bio-c-sealer-4-x-0-5g-bioceramiczny-uszczelniaz-kanalow-korzeniowych-p-2559.html>



## Angelus Bio-C Sealer 4 x 0,5g - bioceramiczny uszczelniacz kanałów korzeniowych

Cena	<b>349,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>A</b>
Producent	<b>Angelus</b>

### Opis produktu

**Angelus Bio-C Sealer bioceramiczny uszczelniacz kanałów korzeniowych.**

Zastosowanie: wypełnianie kanałów zębów stałych; leczenie resorpcji wewnętrznej.

#### Właściwości:

- gotowy do użycia
- nie zawiera żywicy
- wysokie uwalnianie jonów wapnia
- wysoka zasadowość (pH~12)
- doskonała płynność
- adhezja chemiczna do zębiny
- wysoka nieprzejrystość

#### Korzyści:

- nie wymaga mieszania, aplikacja bezpośrednio do kanału
- stymuluje regenerację tkanek
- działanie bakterioobójcze
- umożliwia wypełnienie kanałów dodatkowych
- zapobiega infiltracji bakterii
- lepsze uszczelnienie
- doskonała wizualizacja radiologiczna

Opakowanie: 4 x 0,5g.