

Link do produktu: <https://higienadent.com/angelus-exacto-15-szt-wklady-z-wlokna-szklanego-p-2567.html>



Angelus Exacto 15 szt. - wkłady z włókna szklanego

Cena	290,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	A
Producent	Angelus

Opis produktu

Angelus Exacto anatomiczne wkłady z włókna szklanego.

Zastosowanie:

- wsparcie uzupełnień i koron protetycznych.

Właściwości:

- większa nieprzepuszczalność promieniowania
- standardowe wiertła z nieaktywną końcówką
- wysoka koncentracja włókien
- specjalne włókno szklane
- podwójny stożek
- moduł sprężystości podobny do zębiny
- ogranicznik silikonowy
- bezpośrednie zastosowanie (prefabrykowane)
- włókna podłużne
- wszechstronność rozmiarów

Korzyści:

- umożliwia wizualizację radiograficzną
- precyzyjna kalibracja słupków zgodnie z wiertłami znajdującymi się w zestawie
- lepsze właściwości mechaniczne
- doskonała transmisja światła
- dopasowuje się do kształtu kanału korzeniowego
- mniejsze ryzyko złamania korzenia
- łatwe usuwanie
- wskazany w większości przypadków klinicznych

Zestaw zawiera: 15 wkładów po 5 szt. w rozmiarach: 1, 2, 3 + 3 szt. wiertła.