

Link do produktu: <https://higienadent.com/angelus-exacto-5-szt-wklady-z-wlokna-szklanego-p-2569.html>



Angelus Exacto 5 szt. - wkłady z włókna szklanego

Cena	105,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	A
Producent	Angelus

Opis produktu

Angelus Exacto anatomiczne wkłady z włókna szklanego.

Zastosowanie:

- wsparcie uzupełnień i koron protetycznych.

Właściwości:

- większa nieprzepuszczalność promieniowania
- standardowe wiertła z nieaktywną końcówką
- wysoka koncentracja włókien
- specjalne włókno szklane
- podwójny stożek
- moduł sprężystości podobny do zębiny
- ogranicznik silikonowy
- bezpośrednie zastosowanie (prefabrykowane)
- włókna podłużne
- wszechstronność rozmiarów

Korzyści:

- umożliwia wizualizację radiograficzną
- precyzyjna kalibracja słupków zgodnie z wiertłami znajdującymi się w zestawie
- lepsze właściwości mechaniczne
- doskonała transmisja światła
- dopasowuje się do kształtu kanału korzeniowego
- mniejsze ryzyko złamania korzenia
- łatwe usuwanie
- wskazany w większości przypadków klinicznych

Dostępne opakowania:

Refill Uzupełnienie 5 wkładów w rozm. 0.5
Refill Uzupełnienie 5 wkładów w rozm. 1
Refill Uzupełnienie 5 wkładów w rozm. 2
Refill Uzupełnienie 5 wkładów w rozm. 3

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 0,5 , 1 , 2 , 3