

Link do produktu: <https://higienadent.com/angelus-interlig-szyna-z-wlokna-szklanego-impregnowana-zywica-31-p-2634.html>



Angelus Interlig szyna z włókna szklanego impregnowana żywicą 3+1

Cena	165,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Angelus

Opis produktu

Angelus Interlig szyna z włókna szklanego - pleciona taśma impregnowana światłoutwardzalną żywicą kompozytową. Łatwa do cięcia, wykonana z plastycznego włókna.

Zastosowanie:

- wzmocnienie uzupełnień,
- szynowanie bezpośrednich protez tymczasowych,
- szynowanie uszkodzonych zębów,
- w periodontologii.



Reinforcement of large restorations



Fabrication of temporary prosthese



Periodontal splint

Wymiary każdego paska: 8,5cm x 2cm x 2mm

Opakowanie: 3+1 saszetka gratis!