

Link do produktu: <https://higienadent.com/anger-endo-pins-endopiny-zebrowane-piny-plastikowe-100szt-p-2671.html>



AnGer Endo-Pins Endopiny żebrowane piny plastikowe 100szt.

Cena	39,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	AnGer

Opis produktu

AnGer Endopiny piny plastikowe, pomocne do utrzymania i odlewania wkładów kanałowych.

Żebrowany, karbowany kształt ułatwia przyleganie do masy wyciskowej. Doskonała elastyczność i wytrzymałość, możliwe przycinanie.

Długość 2,8cm.

Opakowanie: 100szt.