

Link do produktu: <https://higienadent.com/aplikatory-premium-plus-mikropędzelki-do-aplikacji-100-szt-p-30.html>



Aplikatory Premium Plus / mikropędzelki do aplikacji 100 szt.

Cena	6,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT000713
Producent	Premium Plus

Opis produktu

Aplikatory Premium Plus - jednorazowe mikropędzelki do precyzyjnej aplikacji.

Zastosowanie:

Idealne do aplikacji wytrawiaczy, materiałów wiążących, podkładów do wypełnień, lakierów fluorowych, płynów do tamowania krwawienia, płynów do oznaczania ognisk próchnicy oraz płynów do uszczelniania bruzd i szczelin.

Właściwości:

- wykonane z niechłonnych włókien, co zapewnia skuteczne przenoszenie płynów bez ich wchłaniania,
- delikatne,
- elastyczne - możliwość zginania aplikatora umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej,
- wysoka jakość wykonania - zapewnia trwałość i niezawodność podczas użytkowania,
- praktyczne opakowanie 100szt. z możliwością wielokrotnego otwarcia/zamknięcia - wygoda w codziennej pracy stomatologa.

Opakowanie 100 szt. w wybranym rozmiarze:

- **REGULAR** - duże niebieskie **901T** - 2,0 mm
- **FINE** - średnie zielone **902T** - 1,5 mm
- **SUPER FINE** - małe fioletowe **903T** - 1,0 mm
- **ENDO** - mikro aplikatory białe **904T** - 1,2 mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Aplikatory 100 szt. PREMIUM: rozmiar endo , rozmiar super fine , rozmiar fine , rozmiar regular