

Link do produktu: <https://higienadent.com/aplikatory-z-klejem-valustick-premium-plus-909-50szt-p-2236.html>



Aplikatory z klejem Valustick Premium Plus 909 50szt.

Cena	80,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Premium Plus

Opis produktu

Premium Plus Valustick wygodne w użyciu aplikatory z klejącą końcówką ułatwiającą precyzyjną aplikację i nanoszenie materiału nawet do trudno dostępnych miejsc. Aplikator wygina się pod dowolnym kątem a klejąca końcówka nie pozostawia śladu po odklejeniu. Jednorazowe, długość 110mm.

Cechy produktu:

- klejąca końcówka: wyposażone w specjalny klej na końcu aplikatora, który zapewnia silne i bezpieczne trzymanie przenoszonych elementów, minimalizując ryzyko ich upuszczenia.
- elastyczność: możliwość zginania aplikatora w dowolnym kierunku umożliwia precyzyjne umieszczanie elementów w trudno dostępnych miejscach jamy ustnej.
- wygodne opakowanie: opakowanie zawiera 50 sztuk aplikatorów.

Zastosowanie:

Idealne do przenoszenia i umieszczania małych elementów protetycznych, takich jak licówki, korony, inlaye czy onlaye, zapewniając ich stabilne i bezpieczne umiejscowienie podczas procedur stomatologicznych.

Opakowanie: 50szt. aplikatorów w kolorze białym.