

Link do produktu: <https://higienadent.com/appledental-turbina-stomatologiczna-45-tum4-1szt-p-2487.html>



Appledental turbina stomatologiczna 45-TU(M4) 1szt.

Cena	485,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Appledental

Opis produktu

Appledental Turbina 45-TU(M4)

Właściwości:

- wysoka prędkość i precyzja: turbinowa rękojeść Appledental jest wyposażona w mocny silnik, który zapewnia dużą prędkość obrotową i precyzję przetwarzania, umożliwiając szybkie i wydajne wykonywanie zabiegów.
- komfort dla pacjenta: zintegrowany system chłodzenia wodą zapewnia miękkie i bezbolesne działanie, zmniejszając dyskomfort pacjenta podczas zabiegu.
- lekkość i wygoda: ergonomiczna konstrukcja końcówki zapewnia wygodny chwyt i minimalizuje zmęczenie dłoni.
- niezawodność i trwałość: Appledental wykorzystuje wysokiej jakości materiały, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie rękojeści.
- zastosowanie w różnych zabiegach: końcówka turbinowa Appledental idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zabiegów stomatologicznych, od czyszczenia po zabiegi chirurgiczne. nachylenie głowicy 45°

Dane techniczne:

- nachylenie głowicy 45°
- prędkość obrotowa 200 - 520 krpm
- moc 20 - 22 W
- ciśnienie 0,28 - 0,3 Mpa
- głośność
- przepływ wody 90 - 100 ml/min
- wysokość głowicy 13,5 mm
- średnica głowicy 11,2 mm
- waga 65,7 gram
- przycisk szybkiej wymiany wiertła push
- wygląd zewnętrzny - powłoka tytanowa
- chłodzenie - pojedynczy spray
- wbudowany generator światła
- złącze Midwest M4
- system antyretrakcyjny
- japońskie łożyska ceramiczne

Opakowanie: 1szt.