

Link do produktu: <https://higienadent.com/appliedental-turbina-stomatologiczna-a2-tupm4-1szt-p-2488.html>



Appliedental turbina stomatologiczna A2-TUP(M4) 1szt.

Cena	355,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Appliedental

Opis produktu

Appliedental turbina stomatologiczna A2-TUP(M4)

Właściwości:

- wysoka prędkość i precyzja: turbinowa rękojeść Appliedental jest wyposażona w mocny silnik, który zapewnia dużą prędkość obrotową i precyzję przetwarzania, umożliwiając szybkie i wydajne wykonywanie zabiegów.
- komfort dla pacjenta: zintegrowany system chłodzenia wodą zapewnia miękkie i bezbolesne działanie, zmniejszając dyskomfort pacjenta podczas zabiegu.
- lekkość i wygoda: ergonomiczna konstrukcja końcówki zapewnia wygodny chwyt i minimalizuje zmęczenie dłoni.
- niezawodność i trwałość: Appliedental wykorzystuje wysokiej jakości materiały, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie rękojeści.
- zastosowanie w różnych zabiegach: końcówka turbinowa Appliedental idealnie nadaje się do szerokiego zakresu zabiegów stomatologicznych, od czyszczenia po zabiegi chirurgiczne.

Dane techniczne:

- wbudowany generator światła LED
- jasność 16.000 - 20.000 LUX
- temperatura światła 5.500 - 6.000 K
- przycisk szybkiej wymiany wiertła push
- ciśnienie powietrza 0,28 - 0,3 Mpa
- prędkość obrotowa 200.000 - 520.000 rpm
- ciśnienie wody 0,2 - 0,23 Mpa
- przepływ wody 90 - 110 ml/min
- złącze Midwest M4
- moc - 18 - 22 W
- głośność
- chłodzenie - potrójny spray
- japońskie łożyska ceramiczne

Opakowanie: 1szt.