

Link do produktu: <https://higienadent.com/aquatest-a-wskaznik-biologiczny-kontroli-procesu-sterylizacji-para-wodna-w-autoklawie-10szt-p-3419.html>



Aquatest A wskaźnik biologiczny kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie 10szt.

Cena	49,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	23%000025
Producent	AQTIabo

Opis produktu

Aquatest A wskaźnik biologiczny kontroli procesu sterylizacji parą wodną w autoklawie:

- odczyt wyniku po 24h,
- spor szczepu *Geobacillus stearothermophilus* ATCC 7953,
- zgodny z normą ISO 11138-1,3.

Aquatest A to innowacyjny zamiennik testu Sporal A, który wykazuje zwiększoną, jeszcze lepszą dokładność w wykrywaniu bakterii. Jest zgodny z istniejącymi testami, Aquatest A został zaprojektowany tak, aby był identyczny z większością obecnie używanych testów Sporal.

Opakowanie: Aquatest A 10szt.