

Dane aktualne na dzień: 12-04-2021 08:34

Link do produktu: <https://higienadent.com/arkona-boston-glazura-3ml-p-1169.html>



ARKONA Boston Glazura / 3ml

Cena	69,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT002756

Opis produktu

Uniwersalny światłoutwardzalny preparat na bazie żywic organicznych. Zwiększa połysk wypełnień kompozytowych i kompozytowych prac protetycznych. Może być stosowana do kompozytów światło utwardzalnych i chemoutwardzalnych po okresie całkowitej polimeryzacji chemicznej.