

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:45

Link do produktu: <https://higienadent.com/arkona-boston-glazura-3ml-p-1169.html>



ARKONA Boston glazura / 3ml

Cena	77,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	1639
Producent	Arkona

Opis produktu

Uniwersalny światłoutwardzalny preparat na bazie żywic organicznych. Zwiększa połysk wypełnień kompozytowych i kompozytowych prac protetycznych. Może być stosowana do kompozytów światło utwardzalnych i chemoutwardzalnych po okresie całkowitej polimeryzacji chemicznej.

Parametry produktu:

- Czas polimeryzacji warstwy 30-40 s
- Twardość Vickersa po naświetleniu, HV0,05 58 ± 6

Produkt dostępny w butelce 3ml.