

Link do produktu: <https://higienadent.com/nowoczesny-kompozyt-typu-flow-arkona-flow-color-1g-p-101.html>



Nowoczesny kompozyt typu flow - ARKONA Flow-Color / 1g

Cena	35,00 zł
Cena poprzednia	39,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MAT000723
Producent	Arkona

Opis produktu

ARKONA Flow-Color to nowoczesny kompozyt typu flow, światłoutwardzalny i o niezwyklej kolorystyce (9 kolorów do wyboru). Pierwszy taki produkt na rynku w Polsce i jedyny produkowany przez polską firmę. m.in. do zabiegów lakowania zębów mlecznych i stałych.

Parametry produktu:

- Wytrzymałość na zginanie 85-115 MPa
- Chłonność wody $17,7 \pm 1,5 \mu\text{g}/\text{mm}^3$
- Rozpuszczalność w wodzie $2,4 \pm 1,3 \mu\text{g}/\text{mm}^3$

Opakowanie: strzykawka 1g

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory: biały , czarny , czerwony , fiolet , niebieski , pomarańcz , różowy , zielony , żółty