

Dane aktualne na dzień: 03-04-2025 21:22

Link do produktu: <https://higienadent.com/arkona-lak-szczelinowy-1g-p-1508.html>

## ARKONA lak szczelinowy 1g



Cena	<b>31,65 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Producent	<b>Arkona</b>

### Opis produktu

**Arkona lak szczelinowy światłoutwardzalny, przezierny kompozyt nanohybrydowy przeznaczony do uszczelniania bruzd i szczelin na powierzchniach zębów stałych oraz mlecznych. Jego głównym celem jest zabezpieczenie przed próchnicą poprzez tworzenie efektywnej bariery ochronnej.**

#### Zastosowanie:

- Lakowanie zdrowych zębów mlecznych i stałych.
- Uszczelnianie bruzd w zębach trzonowych i przedtrzonowych.
- Zabezpieczanie zębów z powierzchnią próchnicą.
- Lakowanie ósemek górnych oraz otworów ślepych.

#### Zalety produktu:

- Przezierność materiału umożliwia monitorowanie stanu uszczelnionych bruzd.
- Nanohybrydowa formuła zapewnia doskonałą adaptację do powierzchni zęba.
- Skuteczna ochrona przed próchnicą dzięki szczelnemu zamknięciu bruzd i szczelin.

Opakowanie: strzykawka 1g.