

Link do produktu: <https://higienadent.com/arkona-nozyczki-do-ciecia-wlokna-kompozytowego-p-1509.html>



ARKONA nożyczki do cięcia włókna kompozytowego

Cena	366,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000099
Producent	Arkona

Opis produktu

Nożyczki do cięcia włókna kompozytowego, delikatnie ząbkowane aby podtrzymywać materiał podczas cięcia. Doskonale do cięcia na najbardziej wymagających włóknach, takich jak:

- włókna UHMWPE (włókno kompozytowe)
- włókna aramidowe
- włókna szklane
- włókna węglowe

Wymiary:

Długość nożyczek 11cm

Długość ostrza 2cm

Możliwość sterylizacji w autoklawie.