

Link do produktu: <https://higienadent.com/masa-silikonowa-o-addycyjnym-mechanizmie-wiazania-arkona-silgips-2x50ml-p-1609.html>



Masa silikonowa o addycyjnym mechanizmie wiązania ARKONA Silgips 2x50ml

Cena	179,00 zł
------	------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Producent	Arkona
-----------	---------------

Opis produktu

SILGIPS to nowoczesna masa silikonowa o addycyjnym mechanizmie wiązania (A-silikon), na bazie polisiloksanów z wolnymi grupami winylowymi.

Proces wiązania SILGIPSu przebiega bez wydzielania produktów ubocznych, przez co skurcz masy jest minimalny a odwzorowanie szczegółów wyjątkowo dokładne.

Wskazania: SILGIPS służy do szybkiego, powtarzalnego i niewymagającego użycia gipsu wykonywania modeli protetycznych:

- indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych
- nakładów i wkładów
- licówek na bazie światłoutwardzalnych materiałów kompozytowych
- koron i endokoron
- szyn pośrednich
- mostów

Parametry produktu:

- Kolor szary
- Zapach bezzapachowy
- Gęstość (20°C) 1,58 g/cm³
- Skurcz (po 24 godz.) 0,05 - 0,30%
- Twardość Shore'a A 85 - 92

Opakowanie zawiera: dwa podwójne naboje, 50 ml każdy. Kaniule i końcówki w zestawie.