

Link do produktu: <https://higienadent.com/arkona-wlokno-kompozytowe-p-780.html>

ARKONA włókno kompozytowe



Cena	159,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	8%000171
Producent	Arkona

Opis produktu

Włókno kompozytowe światłoutwardzalny system kompozyt-włókno-kompozyt. To stomatologiczny wyrób medyczny do zastosowania we wszystkich rekonstrukcjach kompozytowych, gdzie niezbędne jest podparcie z włókna stomatologicznego.

Wskazania:

- szynowanie rozchwianych zębów;
- szynowanie z odbudową brakujących zębów;
- retainery ortodontyczne;
- podparcie prac kompozytowych takich jak: wypełnienia, korony, endokorony, wkłady, nakłady, mosty.

Włókno kompozytowe jest produktem gotowym do użycia, niewymagającym żadnych dodatkowych zabiegów przygotowawczych przed założeniem. Wymiary włókna: długość 60 mm, szerokość 2,5 mm, grubość 0,7 mm

Parametry produktu:

- Długość 60 mm (+ 2 x 5 mm wewnątrz kocówek)
- Szerokość $2,5 \pm 0,2$ mm
- Grubość $0,7 \pm 0,1$ mm
- Bardzo wysoka wytrzymałość na zginanie i ściskanie. Duża odporność na wilgotne środowisko jamy ustnej.

Opakowanie:

1 x włókno